



Sugset

Sugset - latex- och ftalatfritt

Sugset, sterilt, för engångsbruk. Latexfritt. 2,1 m eller 3,5 m slang

Artikelnummer	Spetsldiam. ID / YD mm	Utförande	Spetslängd
10011849	4,6 / 6,5	enkelbockat, avlastningshål	22 cm
10011850	4,6 / 6,5	dubbelbockat distalt hål	22 cm
10012130	4,6 / 6,5	enkelbockat distalt hål	22 cm
10012131	5,0 / 6,5	enkelbockat platt spets	22 cm
10012133	3,0 / 4,0	enkelbockat avsmaln.spets	22 cm
10012134	8,0 / 10,0	rak, distalt hål	55 cm
10012135	4,6 / 6,5	rektoskopisug	40 cm
10010985	7,0 / 10,0	enkelbockat distalt hål	22 cm
10012136	4,6 / 6,5	risslersug böjd	30 cm

Artikelnummer	Spetsldiam. ID / YD mm	Utförande	Spetslängd
10012137	4,6 / 6,5	risslersug rak	30 cm
10012154	4,6 / 6,5	risslersug böjd	35 cm
10012138	3,0 / 4,0	dubbelbockat	17 cm
10012151	3,0 / 4,0	dubbelbockat	17 cm
10011852	3,0 / 4,0	enkelbockat avsmaln. spets	12 cm
10011115	7,0 / 10,0	enkelbockat vakuumkontroll	22 cm
10011853	4,6 / 6,5	enkelbockat avlastningshål	22 cm
10011855	5,0 / 7,5	enkelbockat avlastningshål	22 cm
10011856	3,0 / 4,0	enkelbockat avlastningshål	22 cm
10011858	3,0 / 4,0	enkelbockat avlastningshål	12 cm

Leverantör

EXTRUDAN

För mer information / Order

Mediq Sverige AB, Hallabäcksvägen 1, 434 37 Kungsbacka
Tel. 08-88 03 60, www.mediq.se, marknad@mediq.com