



Sugslang

Sugslang - latex- och ftalatfri

Sugslang, steril, för engångsbruk. Latexfri.

Produkterna är fria från:

- latex
- parfym
- lanolin
- kolofonium
- silver
- antibiotika
- antimikrobiella tillsatser såsom Triclosan
- bly, kadmium, kvicksilver, sexvärt krom och föreningar av dessa, mindre än 0,1 %

| Artikel-nummer | Slangdiam. ID / YD mm | Utförande | Längd mm | Avd. förp. |
|----------------|-----------------------|---------------|----------|------------|
| E1301075083 | 5,8 / 8,3 | kona / kona | 750 | 100 |
| E1301210083 | 5,8 / 8,3 | kona / kona | 2100 | 100 |
| E1301350083 | 5,8 / 8,3 | kona / kona | 3500 | 50 |
| E1302210010 | 7,0 / 10,0 | kona / kona | 2100 | 50 |
| E1302210013 | 9,0 / 13,0 | kona / kona | 2100 | 100 |
| E1302350013 | 9,0 / 13,0 | kona / kona | 3500 | 50 |
| E1303210083 | 5,8 / 8,3 | kona / nippel | 2100 | 100 |

| Artikel-nummer | Slangdiam. ID / YD mm | Utförande | Längd mm | Avd. förp. |
|----------------|-----------------------|---------------------------------|----------|------------|
| E1303350083 | 5,8 / 8,3 | kona / nippel | 3500 | 50 |
| E1304210083 | 5,8 / 8,3 | kona / slangkoppling | 2100 | 100 |
| E1304350083 | 5,8 / 8,3 | kona / slangkoppling | 3500 | 50 |
| E1305210083 | 5,8 / 8,3 | kona / - | 2100 | 100 |
| E1305350083 | 5,8 / 8,3 | kona / - | 3500 | 50 |
| E1308350010 | 7,0 / 10,0 | utan anslutningar | 3500 | 50 |
| E1309300014 | 10,0 / 14,0 | utan anslutningar | 3000 | 50 |
| E1312200013 | 8,8 / 12,8 | abortsugs-slang en kona | 2000 | 25 |
| E1318200018 | 13,0 / 18,0 | abortsugs-slang utan anslutning | 2000 | 50 |
| E1319300090 | 13,0 / 19,0 | sugslang neuro | 3000 | 50 |

Leverantör

EXTRUDAN

För mer information / Order

Mediq Sverige AB, Hallabäcksvägen 1, 434 37 Kungsbacka
Tel. 031-388 93 00, E-mail. kundservice.hospital@mediq.com

2019-02