

PRODUKTINFORMATION-FÖRFORMAD TRAKEALTUB



PVC/ORAL

- Försedd med BlueLine® röntgenlinje
- Termosensitiv PVC
- Tydliga markeringar
- Soft Seal® kuff, hög volym lågtryckskuff
- Pilotballongen är försedd med information om storlek och kuffens vilodiameter
- Pilotballongsslangens utträde från tub ligger utanför mun för att undvika skada på tänderna
- 15 mm ISO standard konnektor
- Mjuka avfasade kanter vid tubspets och Murphy eye
- Mjuk förformad kurva med sydlig riktning mot patients haka



*Pilotballongen ska placeras och fixeras utanför det område som ska scannas.

Benämning	Till tandrad (cm)	Storlek (mm)	Art nr	Avdfp/st
Trakealtub, förformad sydlig, Soft Seal® kuff	16,0	5,0	100/136/050	10
Trakealtub, förformad sydlig, Soft Seal® kuff	17,0	5,5	100/136/055	10
Trakealtub, förformad sydlig, Soft Seal® kuff	18,0	6,0	100/136/060	10
Trakealtub, förformad sydlig, Soft Seal® kuff	19,0	6,5	100/136/065	10
Trakealtub, förformad sydlig, Soft Seal® kuff	20,0	7,0	100/136/070	10
Trakealtub, förformad sydlig, Soft Seal® kuff	21,0	7,5	100/136/075	10
Trakealtub, förformad sydlig, Soft Seal® kuff	22,0	8,0	100/136/080	10
Trakealtub, förformad sydlig, Soft Seal® kuff	23,0	8,5	100/136/085	10
Trakealtub, förformad sydlig, Soft Seal® kuff	24,0	9,0	100/136/090	10