



673054



673064



MEDIQ

# Urinpåse

## Urinpåse TUR-bag

Slutet urindränagesystem för postoperativ blåstömning. Bakteriesäker och lufttät ventilering av påsen, nålfri urinprovtagningssport och luftad droppkammare med integrerad backventil. Med eller utan bollpump. Steril för engångsbruk. Latexfri.

## Urinpåse U-bag

Slutet urindränagesystem med integrerad mätningkammare på 400 ml, samt en kammare på 50 ml för små urinmängder. Bakteriesäker och lufttät ventilering av påsen, nålfri urinprovtagningssport och luftad droppkammare med integrerad backventil. Steril för engångsbruk. Latexfri.

## Latexfri

Art.nr.	Mediq Art. nr.	Volym ml	Längd cm	Förp.
673053	10012299	4000 utan bollpump	120	20
673054	10012300	4000 med bollpump	120	10

Art.nr.	Mediq Art. nr.	Volym ml	Längd cm	Förp.
673064	10012301	2000	120	10
673065		2000	150	10

Leverantör

**Teleflex**  
Empowering the future of healthcare

### För mer information / Order

Mediq Sverige AB, Hallabäcksvägen 1, 434 37 Kungsbacka  
Tel. 031-388 90 00, E-mail. kundservice@mediq.com