



# Nasal Safety Silk

## Förformad trachealtub - extra mjuk

Trachealtub med cuff, extra mjuk, med ett öga, för nasalt bruk, atraumatisk spets, lågtryckscuff och genomgående röntgenlinje.  
Steril, för engångsbruk.  
Material: DEHP-fri PVC. Latexfri.  
Mjuktgörare: TOTM

Artikelnummer	Storlek mm	ID / YD mm	Längd 1 mm	Total längd mm	Avd. förp.
10012268	3,0	3,0 / 5,3	150	245	10
10015064	3,5	3,5 / 6,0	170	271	10
10012269	4,0	4,0 / 6,3	195	303	10
10012270	4,5	4,5 / 6,7	230	338	10
10012271	5,0	5,0 / 7,3	250	358	10
10012376	5,5	5,5 / 8,0	260	368	10
10012272	6,0	6,0 / 8,7	275	415	10
10012273	6,5	6,5 / 9,3	280	420	10
10012274	7,0	7,0 / 10,0	290	430	10
10015065	7,5	7,5 / 10,7	305	445	10
10012275	8,0	8,0 / 11,3	315	455	10

Leverantör

**Teleflex**  
MEDICAL

För mer information / Order

Mediq Sverige AB, Hallabäcksvägen 1, 434 37 Kungsbacka  
Tel. 031-388 93 00 E-mail. kundservice.hospital@mediq.com

2020-11