



# Microlaryngealtub

## Microlaryngealtub

Trachealtub, extra smal, för laryngeal kirurgi, med lågtryck- högvolumcuff, genomgående röntgenlinje och cm-gradering. Steril, för engångsbruk.  
Material: PVC. Latexfri.

Artikelnummer	Storlek mm	ID / YD mm	Längd mm	Avd. förp.
10012454	4,0	4,0 / 6,0	360	10
10012377	5,0	5,0 / 7,3	360	10
10012455	6,0	6,0 / 8,7	360	10

Leverantör

**Teleflex**  
MEDICAL

### För mer information / Order

Mediq Sverige AB, Hallabäcksvägen 1, 434 37 Kungsbacka  
Tel. 08-88 03 60, [www.mediq.se](http://www.mediq.se), [marknad@mediq.com](mailto:marknad@mediq.com)

2016-01