

## PRODUKTINFORMATION-FÖRFORMAD TRAKEALTUB



### PVC/ORAL

- Försedd med Blueline® röntgenlinje
- Termosensitiv PVC
- Tydliga markeringar
- 15 mm ISO standard konnektor
- Mjuka avfasade kanter vid tubspets och Murphy eye
- Mjuk förformad kurva med sydlig riktning mot patients haka



Benämning	Till tandrad (cm)	Storlek (mm)	Art nr	Avdfp/st
Trakealtub, förformad sydlig utan kuff	10,5	3,0	100/134/030	10
Trakealtub, förformad sydlig utan kuff	11,0	3,5	100/134/035	10
Trakealtub, förformad sydlig utan kuff	12,0	4,0	100/134/040	10
Trakealtub, förformad sydlig utan kuff	13,5	4,5	100/134/045	10
Trakealtub, förformad sydlig utan kuff	14,0	5,0	100/134/050	10
Trakealtub, förformad sydlig utan kuff	14,5	5,5	100/134/055	10
Trakealtub, förformad sydlig utan kuff	15,0	6,0	100/134/060	10
Trakealtub, förformad sydlig utan kuff	16,0	6,5	100/134/065	10
Trakealtub, förformad sydlig utan kuff	17,5	7,0	100/134/070	10
Trakealtub, förformad sydlig utan kuff	19,0	7,5	100/134/075	10