



# Näsgrimma

## Näsgrimma, latex- och DEHP fri

Syrgasgrimma, vuxen, böjd, oxygenkoncentration mellan ca. 24-44%.

Rekomenderat flöde: 1-5 l/min, max 6 l/min. slanglängd 2,1 m.

Osteril, för engångsbruk. Latex- och DEHP fri

Artikelnummer	Beskrivning	Avd. förp.
10012512	vuxen, böjd, med raka kanyler	50
10012513	vuxen, böjd, med konformade kanyler	50

Leverantör

**Teleflex**  
MEDICAL

### För mer information / Order

Mediq Sverige AB, Hallabäcksvägen 1, 434 37 Kungälv  
Tel. 031-388 93 00, E-mail. [kundservice.hospital@mediq.com](mailto:kundservice.hospital@mediq.com)