



RüschFlex

Armerad trachealtub

Armerad Trachealtub, förböjd med lågtryckskuff. Har Murphys eye, är både för nasalt och oralt bruk. Röntgentät och med stämbandsmarkering. Steril, för engångsbruk. Materil: PVC

Artikel-nummer	Storlek mm	ID / YD mm	Längd mm (exkl. konnektor)	Avd. förp.
110013123	3,5	3,5 / 5,8	229	5
10012657	4,0	4,0 / 6,3	237	5
10013124	4,5	4,5 / 6,8	259	5
10012658	5,0	5,0 / 7,3	321	5
10013125	5,5	5,5 / 7,8	322	5
10012659	6,0	6,0 / 8,4	329	5
10012660	6,5	6,5 / 9,0	334	5
10012661	7,0	7,0 / 9,6	352	5
10012662	7,5	7,5 / 10,2	356	5
10012663	8,0	8,0 / 10,8	364	5
10013126	8,5	8,5 / 11,3	388	5
10013127	9,0	9,0 / 11,9	398	5
10013128	9,5	9,5 / 12,4	399	5
10012408	10,0	10,0 / 12,9	399	5

Armerad trachealtub med förmonterad ledare

Artikel-nummer	Storlek mm	ID / YD mm	Längd mm (exkl. konnektor)	Avd. förp.
10012664	5,0	5,0 / 7,3	321	5
10014864	5,5	5,5 / 7,8	322	5
10011906	6,0	6,0 / 8,4	329	5
10014865	6,5	6,5 / 9,0	334	5
10011907	7,0	7,0 / 9,6	352	5
10014866	7,5	7,5 / 10,2	356	5
10011908	8,0	8,0 / 10,8	364	5
10014867	8,5	8,5 / 11,3	388	5
10014868	9,0	9,0 / 11,9	398	5

Leverantör

Teleflex
MEDICAL

För mer information / Order

Mediq Sverige AB, Hallabäcksvägen 1, 434 37 Kungälv
Tel. 031-388 93 00, www.mediq.se, kundservice.hospital@mediq.com