



# SonoLong Echo

## PLEXUSSET - SONOLONG ECHO SET

SonoLong Nanolinekanyl, stimulerbar nål synlig med ultraljud, kateter 20 Ga x 50 cm, med central öppning och ledare i en behållare, klickadapter, filter 2  $\mu$  och en fixeringsplatta för fixering av kateter och filter.  
Sterilt för engångsbruk. Latexfritt.

Artikelnummer	Modell	Storlek Ga	Längd mm	Avd. förp.
10010763	facettslipad	19	50	10
10012765	facettslipad	19	100	10
10018577	facettslipad	19	150	10
10012766	Sprotteslipad	19	120	10
10010764	Tuohypets	18	50	10
10012961	Tuohypets	18	100	10
10010766	Tuohypets	18	75	10

Leverantör

**PAJUNK®**

För mer information / Order

Mediq Sverige AB, Hallabäcksvägen 1, 434 37 Kungsbacka  
Tel. 08-88 03 60, [www.mediq.se](http://www.mediq.se), [marknad@mediq.com](mailto:marknad@mediq.com)

2016-07