



Suprapubiskateter SupraCath

Subrapubiskateter

Teleflex Medical / Rüsch

- Suprapubiskateter
- 100% silikon
- 2-vägs, centrumhål
- öppen spets
- transparent med färgindikering av storlek
- Längd: 400 mm.
- Kateterens kuff fylls med 10% glycerinlösning.
- Rekommenderad kvarliggandetid 10–12 veckor.
- Steril, för engångsbruk
- Latexfri.

Art.nr.	Ref.nr	Strl. ch	Ballong ml.	Kateter längd	Förp.
10013798	170606-08	8	10	40 cm	5
10013799	170606-10	10	10	40 cm	5
10012067	170606-12	12	10	40 cm	5
10012068	170606-14	14	10	40 cm	5
10012069	170606-16	16	10	40 cm	5
10012070	170606-18	18	10	40 cm	5
10012779	170606-20	20	10	40 cm	5

Leverantör

Teleflex[™]
Empowering the future of healthcare

För mer information / Order

Mediq Sverige AB, Hallabäcksvägen 1, 434 37 Kungsbacka
Tel. 031-388 90 00, E-mail. kundservice@mediq.com