



Super Safety Clear - med cuff

Trachealtub - standard

Trachealtub med murphy öga, med lågvolymscuff, för nasalt / oralt bruk, atraumatisk spets, genomgående röntgenlinje, luer anslutning på backventilen, stämbandsmarkering som är synlig runt om.

Steril, för engångsbruk.
Material: PVC. Latexfri.

Avd. förpackning 10st

Artikelnr	Refnr	Storlek mm	ID / YD mm	Längd mm
10012669	112482-000025	2,5	2,5 / 4,0	160
10012670	112482-000030	3,0	3,0 / 5,0	170
10012671	112482-000035	3,5	3,5 / 5,3	190
10012672	112482-000040	4,0	4,0 / 6,0	210
10012868	112482-000045	4,5	4,5 / 6,3	230
10012869	112482-000050	5,0	5,0 / 6,7	250
10012870	112482-000055	5,5	5,5 / 7,3	280
10012378	112482-000060	6,0	6,0 / 8,0	290
10012871	112482-000065	6,5	6,5 / 8,7	300
10012872	112482-000070	7,0	7,0 / 9,3	320
10012873	112482-000075	7,5	7,5 / 10,0	330
10010683	112482-000080	8,0	8,0 / 10,7	340
10010684	112482-000085	8,5	8,5 / 11,3	345
10010685	112482-000090	9,0	9,0 / 12,0	350
10011585	112482-000095	9,5	9,5 / 12,7	350
10011586	112482-000100	10,0	10,0 / 13,3	350

Leverantör

Teleflex