



# Dubbellumentub

## Dubbellumentub - med cuff

Dubbellumentub, vänster, utan Carinahake, tillverkad av PVC, transparent lågtryckscuff med transparent pilotballong, blå bronchealcuff med blå pilotballong, längsgående röntgenmarkering. Avdelningsförpackning 1 st. Steril, för engångsbruk. Latexfri.

Artikelnummer	Utförande	Storlek ch	2 x ID mm	YD mm	Längd mm
116100-000260	vänster	26	3,40	9,3	280
116100-000280	vänster	28	3,71	10,0	280
116100-000350	vänster	35	4,26	12,5	300
116100-000370	vänster	37	4,52	13,2	310
116100-000390	vänster	39	4,76	13,9	330
116100-000410	vänster	41	5,04	14,6	340
116200-000260	höger	26	3,40	9,3	280
116200-000280	höger	28	3,71	10,0	280
116200-000350	höger	35	4,26	12,5	310
116200-000370	höger	37	4,52	13,2	320
116200-000390	höger	39	4,76	13,9	340
116200-000410	höger	41	5,04	14,68	350

Leverantör

**Teleflex**  
MEDICAL

För mer information / Order

Mediq Sverige AB, Hallabäcksvägen 1, 434 37 Kungsbacka  
Tel. 031-388 90 00, E-mail. kundservice@mediq.com