



SympaCath

Hydrogelbelagd Latexkateter

Kvarliggande urinkateter

Kvarliggande urinkateter, hydrogelbelagd latex, nelatonspets, gul, med färgindikering av storlek. Rekommenderad kvarliggandetid 10-12 veckor. Provtagning kan göras i katetern, men skall då göras i tratten.

Katetrarna är steriliserade med etylenoxid (ETO). Steriltid 5 år, för engångsbruk. Förp. 10 st

SympaCath 3-vägs

Art.nr	Ref.nummer	Storlek ch	Ballong ml	Längd mm
10014363	183130-000180	18	30	400
10014364	183130-000200	20	30	400
10012493	183130-000220	22	30	400
10014365	183130-000240	24	30	400

SympaCath 2-vägs

Art.nr	Ref.nummer	Storlek ch	Ballong ml	Längd mm
10012695	180205-000120	12	10	200
10012893	180205-000140	14	10	200
10012894	180205-000160	16	10	200
10012895	180205-000180	18	10	200
10012896	180505-000120	12	10	400
10012897	180505-000140	14	10	400
10012898	180505-000160	16	10	400
10012899	180505-000180	18	10	400
10012900	180505-000200	20	10	400
10012901	180505-000220	22	10	400
10012902	180505-000240	24	10	400
10012903	180505-000260	26	10	400
10012904	180505-000280	28	10	400
10014710	180505-000300	30	10	400
10014712	180530-000140	14	30	400
10011649	180530-000160	16	30	400
10012905	180530-000180	18	30	400
10012483	180530-000200	20	30	400

Leverantör

Teleflex

För mer information / Order

Mediq Sverige AB, Hallabäcksvägen 1, 434 37 Kungsbacka
Tel. 031-388 90 00, E-mail. kundservice@mediq.com