

Tensoplast[®] Sport

Elastiskt Häftande Bandage



**LATEX
FREE**
FORMULA

- Kraftig vidhäftningsförmåga
- Hög elasticitet
- Överlägsen styrka och spänst
- Luftgenomsläpplig
- Latexfri

Tensoplast® Sport

Elastiskt Häftande Bandage

Detta bandage är gjort av bomullsfibrer och har en hög elasticitet vilket ger förbandet stor möjlighet att följa kroppens konturer. Häftan är applicerad i längdsgående strängar, vilket ger huden möjlighet att andas.

Produkt fördelar

- Stark vidhäftningsförmåga gör att förbandet kan utsättas för hög belastning och att det stannar på plats vid lång applicering
- Hög elasticitet gör bandaget bekvämt vid användande i t.ex. svåra kroppskonturer och rörliga leder
- Överlägsen styrka, hög elasticitet och spänst tillåter kontrollerat stöd
- Luftgenomsläpplig - hjälper att undvika hudskador
- Latexfri - minimerar risken för allergiska reaktioner

Indikationer

- Bandagering vid sportskadeterapi (förebygga och förhindra skador)
- Starkt stöd för leder, ligament och muskler
- Kompressionsbandage för venös behandling
- Fixering av skenor

Beställnings information

| Artikel nr. | Storlek (utsträckt) | Längd (osträckt) | Best.enh. | Färg |
|-------------|---------------------|------------------|-----------|------|
| 71548-00 | 3cm x 3.75m | 2.5m | 1 st | Vit |
| 71549-00 | 6cm x 3.75m | 2.5m | 1 st | Vit |
| 71550-00 | 8cm x 3.75m | 2.5m | 1 st | Vit |
| 71551-00 | 10cm x 3.75m | 2.5m | 1 st | Vit |
| 4005565 | 15cm x 3.75m | 2.5m | 1 st | Vit |
| 4005570 | 20cm x 3.75m | 2.5m | 1 st | Vit |

