

PRODUKTDATABLAD

Kliniderm Film rulle, usteril

Kliniderm Film på rulle, er en transparent, semipermeabel PU film beregnet til fiksering af bandager. Da filmen er transparent kan bandage/hud observeres.

Filmens afklippes i den ønskede længde og påsættes let på det ønskede sted, ved hjælp af den bølgede deling af bagsidepapiret.

Filmens er brusetæt.



Indholdsstoffer: Polyurethanfilm, acrylatklæber

CE klassifikation: CE I

Bortskaffelse af vare: Forbrænding

**Bortskaffelse inder
emballage:** Forbrænding/genbrug

**Bortskaffelse yder
emballage:** Forbrænding/genbrug

Holdbarhed: 5år

Latex: Nej

PVC: Nej

PRODUKTDATABLAD

Kliniderm Film rulle, usteril

Steril:	Nej
Opbevaring	Stuetemperatur, udenfor direkte sollys

Sortimentsoversigt

Vare	Varefamilie	Varebeskrivelse	Varesektor	Indhold	Lev.nr
10013000	Kliniderm Film	på rulle	5cmx10m	krt. a 50 stk	40514870
10013001	Kliniderm Film	på rulle	10cmx10m	krt. a 20 stk.	40514871
10012999	Kliniderm Film	på rulle	15cmx10m	krt. a 20 stk.	40514872