



Science.  
Applied to Life.™



3M Hälsovård

# 3M™ Kind Removal Silicone Tape




## Enastående med bevisad komfort

Unika egenskaper gör 3M™ Kind Removal Silicon Tape annorlunda i förhållande till andra kirurgiska tejper. Silikonhäftämnet är mjukare och mer behagligt än traditionella häftämnen. Tejpen kan avlägsnas med minimal hudstripping.

Till skillnad från traditionella häftämnen där vidhäftningen ökar efter hand, ger 3M:s silikontejp konstant vidhäftning så länge den sitter på plats.

Du kan ge dina patienter den bästa omvårdnaden och skydda dem mot onödig smärta. 3M:s silikontejp är en kirurgisk tejp med idealisk sammansättning för patienter som har känslig och tunn hud.


- **Säkerhet:** Ger följsam och säker fixering
- **Komfort:** Lätt att ta bort utan att skada huden och orsaka patienten onödig smärta
- **Enkel att använda:** Rivbar och kan återappliceras




## Visualisering av borttagande av hudceller



3M:s silikontejp



Traditionell (akrylat) textiltejp



Traditionell (akrylat) papperstejp

Bilderna visar stripping av hudceller och hår (i rött) efter borttagande av tre olika tejper. Representativt prov taget från en individ.



3M Svenska AB  
3M Hälsovård  
Bollstanäsvägen 3  
191 89 SOLLENTUNA  
Tel: 08-92 21 00 vxl  
Fax: 08-92 29 100  
kundservice@mmm.com  
www.3M.se/healthcare

## Beställningsinformation

| 3M art nr                    | Storlek        | Rullar/fp | Fp/leverans fp |
|------------------------------|----------------|-----------|----------------|
| Korta rullar för engångsbruk |                |           |                |
| 2770S-1                      | 2,5 cm x 1,3 m | 100       | 5              |
| 2770K-0                      | 1,9 cm x 60 cm | 100       | 5              |
| Standardrullar               |                |           |                |
| 2770-1                       | 2,5 cm x 5,0 m | 12        | 10             |
| 2770-2                       | 5,0 cm x 5,0 m | 6         | 10             |
| Enstycks förpackade          |                |           |                |
| 2775P-1                      | 2,5 cm x 5,0 m | 12        | 2              |
| 2775P-2                      | 5,0 cm x 5,0 m | 10        | 6              |

Tester visar att 9 av 10  
sjuksköterskor föredrar silikontejp  
före sin nuvarande tejp.\*

\*Från pre-market clinical evaluations

Lämnas till återvinning. Tryckt i Sverige  
© 3M 2015. Alla rättigheter förbehålles.  
BR530116-2SE151217