

**Påfyllnadsblankett för din Förbandsväska:**

**Första Förbandsväska Modell 3**

Storlek: Längd: 33 cm, Höjd: 25 cm, Djup: 12 cm

Kan fästas på väggen eller bäras i medföljande rem.

Artikelnummer hela paketet: 30660



Förbandsväska Modell 3	Artnr	Antal	Beställning antal
Väska	30613	1	
Andningsmask med utbytt ventil	21188	1	
Självhäftande Tryckförband	21301	1	
Självhäftande Plåster	21303	1	
Vattentätt plåster (Duschbart)	818602	5 st (1 fp)	
Snabbförband	818502	5 st (1 fp)	
Textilplåster 19x72 mm, 1 fp	818002	20 st	
Häfta med skyddsspole, 2,5cmx5m	30125	1	
Absorberande kompresser 10x10 cm	818402	5 st (1 fp)	
Förbandssax, 18 cm	21180	1	
Pincett av metall, spetsig	21179	1	
Nitrilhandskar	20209	2 par	
Handdesinfektion, 150 ml flaska	21205	1	
Desinficerande våtservett	21193	10 st	
Kompressionsbinda, 10 cm x 7 m	30697	1	
Kompressionsbinda, 8 cm x 7 m	30696	1	
Absorbtionsförband Sårdyna 10x20 cm	810215	2	
Natriumkloridpipett, 30 ml	21230	2	