

Påfyllnadsblankett för din Förbandsväska:

Första Förbandsväska Modell 2

Storlek: Bredd: 17 cm, Höjd: 27 cm, Djup: 8 cm. Art nr hela paketet 30612.
Kan fästas på väggen med snabbfäste och snabbt tas ned vid akut behov, axelrem (2cm bred) medföljer. Vanlig modell för utrycknings & servicefordon.



Förbandsväska Modell 2	Artnr	Antal	Beställning antal
Väska	30615	1	
Andningsmask med munstycke	21168	1	
Fixoförband Medium 10cm x 1m	21301	1	
Fixoförband, Small 6cm x 1m	21303	1	
Vattentätt plåster (Duschbart)	818602	5 st (1 fp)	
Textilplåster 19x72 mm, 1 fp	818002	20 st	
Häfta med skyddsspole, 2,5cmx5m	30125	1	
Absorberande kompresser 10x10 cm	818402	5 st (1 fp)	
Förbandssax, 15 cm	21181	1	
Pincett av metall, spetsig	21179	1	
Nitrilhandskar	20209	2 par	
Desinficerande våtservett	21193	10 st	
Kompressionsbinda, 10 cm x 7 m	30697	1	
Räddningsfilt, guld/silver	21183	1	
Natriumkloridpipett, 30 ml	21230	2	
Kylpåse, ammoniumnitrat, engångs	21170	1	