



# VagiSpec Large 1322


Wing Plasts VagiSpec Large 1322 är ett vaginalspecklum i miljövänlig plast för engångsbruk. Produkten är något större och har lite längre spatlar än 1320. Instrumentet är välkänt inom skandinavisk sjukvård och har följande fördelar:

- Stabil konstruktion
- Olika bredd på spatlarna
- Längre spatlar än 1320
- Greppvänlig
- Släta ytor och följsamt rundade hörn
- Kan med fördel användas i kombination med Vagipress 1412 / 1422 (se baksidan av produktbladet)



**Wing Plast AB**

# VagiSpec Large 1322



## Material

- Polystyren slagfast (Opak)
- Smälttemperatur: 100 °C
- Ej autoklaverbar
- Latexfri
- Miljövänlig




## Vikt

- Detalj: 25 g
- Transportförpackning: 15 kg


## Förpackning

- Avdelningsförpackning: 100 st (4x25)
- Transportförpackning: 400 st
- Pallkvantitet: 8000 st

## Transportförpackning



## Pall



Vikt: 340 kg  
Volym: 1,7 m<sup>3</sup>

**Kvalitet** ISO 9001  
**Miljö** ISO 14001  
**Medical** ISO 13485



30-1322-001-150615

• **Wing Plast** – Quality Medical Instruments

- ISO 9001
- ISO 14001
- ISO 13485

  
**Wing Plast AB**