



MoliPants® soft

Fixeringsbyxa



Storleksmarkering

Den färgade texten på resåren visar byxans storlek.

Vävteknik

Väven av elastiskt garn gör att byxan anpassar sig väl efter kroppens former.

Storlek och tvättanvisning

På insidan av midjeresåren finns storlek och tvättanvisning tydligt angiven.

Hög elasticitet

Den höga elasticiteten gör det lätt att byta och fixera skyddet.

Mjuk resår

Den mjuka resåren saknar sömmar och minimerar tryck mot huden.

MoliPants soft är en elastisk fixeringsbyxa som passar både kvinnor och män. Den höga elasticiteten ger byxan extra hög komfort och livslängd. MoliPants soft erbjuder enkel och säker fixering av alla typer av inkontinensskydd.



HARTMANN-ScandiCare AB
Box 24 • 334 21 Anderstorp
Tel 0371-58 74 00 • Fax 0371-58 74 44

Besök oss på vår hemsida:
www.hartmann.se

Material:

95 % Polyester
3 % Elastan
2 % Nylon
Latexfri

Tvättanvisning:

Byxan kan tvättas i 60°C, tål torktumling samt blekning (klorfri).

Byxan kan tvättas ca 50 gånger vid användning av tvättpåse.



Sortiment	Art.nr.	Midjemått	Färgkod	Förp.
Small	947 795	45-80 cm	Gul	60x5 st
Medium	947 796	60-100 cm	Blå	40x5 st
Large	947 797	80-120 cm	Brun	40x5 st
X-large	947 798	100-160 cm	Grön	40x5 st
XX-large	947 799	140-180 cm	Grå	40x5 st
Small	947 790	45-80 cm	Gul	8x25 st
Medium	947 791	60-100 cm	Blå	8x25 st
Large	947 792	80-120 cm	Brun	8x25 st
X-large	947 793	100-160 cm	Grön	8x25 st
XX-large	947 794	140-180 cm	Grå	8x25 st

Fördelar:

Hög elasticitet för optimal passform

Tydlig storleksmarkering och tvättanvisning

Mjuk resår minimerar tryck mot huden