



Laerdal


helping save lives

Thomas Select Tubhållare

Uppdaterad produkt - Byte mot ny produkt

Snabb och enkel att använda, Thomas Select Tubhållare. Den stora öppningen kombinerad med en skruvmekanism gör det möjligt för Thomas Select att snabbt och effektivt kunna rymma Larynxmasker och larynxtuber samt ET - tuber

Thomas Tubhållare äldre variant byts nu ut mot den nya och förbättrade tubhållaren



Beställningsinformation

Beskrivning	Antal/fp	Artikelnummer
Thomas Select Tubhållare vuxen	25 st/fp	600-42500

An ADDvise Group Company

IM-MEDICO