



Pleuratappingsset

- Ett slutet system som är pålitligt och lätt att använda
- Tömbar 2 liters påse
- Sprutan kopplas med 3-vägskranen till slangen
- Den tappade vätskans mängd går att avläsa från sprutan/ påsen
- Engångs, sterilt 1-styckförpackad i peel-pack

Artikelnr.	Beskrivning	Avd./Trpt. fp
601-80T	2 lösa kanyler, 1,6 x 80 mm och 2,1 x 80 mm, 1 spruta 60 ml, tömbar påse 2 liter	20/20
601-89T	1 lös kanyl 2,1 x 80 mm, 1 spruta 60 ml, tömbar påse 2 liter	20/20

Material:

Kanyl: Medicinskt rostfritt stål

3-v kran: polykarbonat + polypropen

Spruta: Polyetylen och latexfritt gummi

Slang: PVC med TOTM

Uppsamlingspåse: PVC med DIDP