



# Kliniderm film

## filmförband med sårdyna

Kliniderm film med sårdyna är ett transparent vattentätt filmförband med absorberande dyna för lätt till måttligt vätskande sår såsom skrubbsår och skärsår och postoperativa sår. Det sterila, vattentäta polyuretan sårförbandet har ett transparent toppskikt, vilket stöter bort bakterier och låter luft och vattenånga passera. Sårdynan är absorberande och är försedd med ett sårkontaktskikt av polyeten, vilket förhindrar vidhäftning till såret. Förbandet har en polyakrylatklistert kant och rundade hörn, vilket gör curling förhindras.

### Funktioner och fördelar

- vattentät polyuretantäckskikt
- absorberande dyna
- polyakrylatklistert kant
- självhäftande
- skapar en fuktig sårmiljö
- ingen smärta vid förbandsbyte
- steril

### Komponenter/material

polyuretan film, akrylat lim, non-woven viskos sårdynan  
 PVC / ftalater: Nej  
 Latex: Nej  
 CE klassificering: CE I-s  
 CE är steril produkt: Ja  
 Hållbarhet: 3 år  
 Kassering av produkten: Förbränning Avfallshantering  
 Kassering av inre och yttre förpackning: Följ lokala föreskrifter för packningsmaterial

### Beställningsinformation

Art.nr.	Storlek	Avd.förp.	Trsp.förp.
40514860	5 x 7,2 cm	50	600
40514861	10 x 10 cm	50	600
40514862	10 x 12 cm	50	600
40514863	10 x 15 cm	50	600
40514864	10 x 20 cm	50	300
40514865	10 x 25 cm	50	300
40514866	10 x 30 cm	50	300
40514867	10 x 35 cm	50	300

Leverantör

**KLINION®**

### För mer information / Order

Mediq Sverige AB, Hallabäcksvägen 1, 434 37 Kungsbacka  
 Tel. 031-388 90 00, [www.mediq.com](http://www.mediq.com)