



Tuohykanyl för epiduralanestesi

TuohySono kanyl med vingar och ledare i rostfritt stål för ultraljud. Med "cornerstone" reflektorer runt om i två sektioner om 10 mm.

Artikel-nummer	Storlek	Ø yttre mm	Längd mm	Färg	Avd. förp.
P1085-4M090	17 Ga	Ø 1,40	90	röd	25
P1085-4K050*	18 Ga	Ø 1,20	50	rosa	25
P1085-4K090	18 Ga	Ø 1,20	90	rosa	25
P1085-4K120	18 Ga	Ø 1,20	120	rosa	10

*(med 0,5 cm graderin)

Tuohy kanyl med vingar och ledare i plast

Artikel-nummer	Storlek	Ø yttre mm	Längd mm	Färg	Avd. förp.
P1150-6I091	19 Ga	Ø 1,10	90	beige	25
P1150-6K081	18 Ga	Ø 1,20	80	rosa	25
P1150-6K091	18 Ga	Ø 1,20	90	rosa	25
P1150-6M081	17 Ga	Ø 1,40	80	röd	25
P1150-6M091	17 Ga	Ø 1,40	90	röd	25
P1150-6O091	16 Ga	Ø 1,60	90	vit	25

Tuohy kanyl med vingar och ledare i rostfritt stål, med en speciell yta på mandrängen i rostfritt stål. Detta skonar och förhindrar påverkan av vävnaden i epiduralrummet. Mer stabilitet i speciallängd

Artikel-nummer	Storlek	Ø yttre mm	Längd mm	Färg	Avd. förp.
P1150-4I080	19 Ga	Ø 1,10	80	beige	25
P1150-4I090	19 Ga	Ø 1,10	90	beige	25
P1150-4K050	18 Ga	Ø 1,20	50	rosa	25
P1150-4K080	18 Ga	Ø 1,20	80	rose	25
P1150-4K090	18 Ga	Ø 1,20	90	rosa	25
P1150-4K120	18 Ga	Ø 1,20	120	rosa	10
P1150-4K150	18 Ga	Ø 1,20	150	rosa	10
P1150-4K200	18 Ga	Ø 1,20	200	rosa	10
P1150-4M080	17 Ga	Ø 1,40	80	röd	25
P1150-4M090	17 Ga	Ø 1,40	90	röd	25
P1150-4M120	17 Ga	Ø 1,40	120	röd	10
P1150-4M150	17 Ga	Ø 1,40	150	röd	10
P1150-4O080	16 Ga	Ø 1,60	80	vit	25
P1150-4O090	16 Ga	Ø 1,60	90	vit	25
P1150-4O120	16 GA	Ø 1,60	120	vit	10
P1150-4O150	16 GA	Ø 1,60	150	vit	10

AnnexV, Section 3 of the Directive 93/42/EEC
EN ISO 13485:2003 + AC:2007

Leverantör

Pajunk

För mer information / Order

Mediq Sverige AB, Hallabäcksvägen 1, 434 37 Kungsbacka
Tel. 031-388 90 00 www.mediq.se, kundservice@mediq.com