




Solvaline® N New

- icke vidhäftande kompress

Egenskaper:

- ✓ En icke vidhäftande kompress belagd på båda sidor med en mjuk permeabel film, som transporterar vätska från såret in i mellanskiktet av viskos
- ✓ Lätt att applicera - möjlighet att lägga båda ytorna mot såret
- ✓ Läggs omlott - håller sårkanterna torra för optimal sårmiljö
- ✓ Kompressen bevarar sin mjukhet oavsett mängden sårvätska. Ingen risk för att kompressen ska skava och irritera.
- ✓ **Har högre absorptions- och retentionsförmåga med nya absorberande kärnan. Transmissionshastigheten av fukt i ångform är bättre (MVTR)**
- ✓ **Ytskiktet har triangelformad hållstruktur, vilken minskar risken för maceration.** Ytan fastnar inte i såret och minskar därmed smärtan vid omläggningar. Ytskiktet är mjukare än sin föregångare, vilket ger högre komfort för patienten
- ✓ Kompressen kan anpassas efter sårets storlek och lokalisering (se gärna vårt klippschema)
- ✓ Finns både som ren- och sterilförpackad

Indikation:

- ✓ Brett indikationsområde - för många olika sårtyp
- ✓ Kan användas som ett primärförband för behandling av ytliga, vätskande sår eller som ett sekundärförband vid djupare sår.

Omläggningsfrekvens:

- ✓ Omläggning vid behov och som mest med 3 dagars intervall

Material:

- ✓ Absorberande kärna av 80% viskos och 20% polyester
- ✓ Ytskikten består av en perforerad polyetylenfilm

Förvaring och hållbarhet:

- ✓ Förvaras rent och torrt i rumstemperatur
- ✓ Hållbarhet 5 år från tillverkningsdatum

Förpackningar:

- ✓ Steril produktförpackning av polyester/polyamid/polyetylen
- ✓ Avdelningsförpackning av cellulosa
- ✓ Transportkartong i wellpapp av cellulosa

Produktklassificering:

- ✓ CE-märkt enligt Medicinska Direktivet som Klass Is-produkt

Avfallshantering:

- ✓ Produkt och produktförpackning hanteras som brännbart avfall
- ✓ Avdelningskartong källsorteras eller hanteras som brännbart avfall
- ✓ Transportförpackning källsorteras som kartong

Storlek	Lev art nr	Avd fp	Trp fp
Rena			
5x5cm H	280 000	200	9000
10x10cm H	280 001	150	900
10x20cm H	280 002	50	1500
20x30cm H	280 003	25	300
Sterila			
5x5cm S	280 004	100	2700
5x5cm S	280 008	25	2700
10x10cm S	280 005	100	1200
10x10cm S	280 009	10	720
10x20cm S	280 006	50	600
20x30cm S	280 007	25	300

För ytterligare information, var god se bipacksedel.