

Leverantör:  
Extrudan

## Sugslang kona-kona

Sugslang multilumen kona/kona för engångsbruk (1301/1302)


Ortopediska Sugslang multilumen med stor lumen kona/kona för engångsbruk (1302)  
Sugslang kona/kona för engångsbruk (1301/1302)

Ortopediska Sugslang med stor lumen kona/kona för engångsbruk (1302)

Steril: Ja  
CE klass: IIa

Förpackningarna är PVC-fria och produkterna är latexfria.

**Extrudan MultiLumen (ML)** - Den nya tekniska lösningen bidrar till mindre materialåtgång vid tillverkning, reducerar vikt och CO<sub>2</sub>-utsläpp.



*at the heart of healthcare*

För mer information / Order: Mediq Sverige AB, Hallabäcksvägen 1, 434 37 Kungsbacka  
Tel. 031-388 90 00, E-mail. kundservice@mediq.com

Art.nr	Ref.nr	Benämning	Slangdiameter m,	Längd mm	Förp
10014700	1301 2100 80MLDB	Sugslang Multilumen Kona/ Kona	5,6 / 8,0	2100	1/100
10014020	1301 3000 80ML	Sugslang Multilumen Kona/ Kona	5,6 / 8,0	3000	1/50
10015248	1302 2100 10ML	Sugslang Multilumen Kona/ Kona	7,0 / 10,0	2100	1/50
10015305	1302 2100 13ML	Ortopedisk sugslang Multi- lumen Kona/Kona	9,0 / 13,0	2100	1/50
10011396	1302 3500 10	Sugslang Kona/Kona	7,0 / 10,0	3500	1/25
10015067	1302 3500 10ML	Sugslang Multilumen Kona/ Kona	7,0 / 10,0	3500	1/50
10015315	1302 3500 13ML	Ortopedisk sugslang Multi- lumen Kona/Kona	9,0 / 13,0	3500	1/25
10012359	1301 3500 83	Sugslang kona/kona	5,6 / 8,3	3500	1/50
10012358	1301 2100 83	Sugslang kona/kona	5,6 / 8,3	2100	1/100
10001678	1301 0750 83	Sugslang kona/kona	5,6 / 8,3	750	1/25
10017251	1301 3000 83	Sugslang kona/kona	5,6 / 8,3	3000	1/50
10026122	1301 3500 80ML	Sugslang Multilumen Kona/ Kona	5,6 / 8,0	3500	1/50
10024204	1301 2100 23DB	Sugslang Kona/Kona	5,6 / 8,3	2100	1/25
10012363	1302 3500 13	Sugslang Ortopedisk sug- slang Kona/Kona	9,0 / 13,0	3500	1/25
10012360	1302 2100 10	Sugslang kona/kona	7,0 / 10,0	2100	1/25
10026121	1301 2100 80ML	Sugslang Multilumen Kona/ Kona	5,6 / 8,0	2100	1/25
10026120	1301 0750 80ML	Sugslang Multilumen Kona/ Kona	5,6 / 8,0	750	1/100



*at the heart of healthcare*

För mer information / Order: Mediq Sverige AB, Hallabäcksvägen 1, 434 37 Kungälv  
Tel. 031-388 90 00, E-mail. kundservice@mediq.com