

Produktblad

Sanicare urinflaska för kvinnor

Urinflaska, i vit polyetenplast för kvinnor.

Flaskan har handtag för bättre grepp och en bred botten för stabiliteten.

Volymen är 1000 ml med gradering.

Urinflaskan tål värmedesinfektion upp till 90° C .

CE

	Urinflaska för kvinnor
Sanicare art nr	2905
Antal produkter/trsp fp, st	48
Antal produkter/avd fp, st	1
Kapacitet, ml	1000
Vikt per produkt, kg	100 gram
Material	Polyeten
Rengöring	Tål värmedesinfektion upp till 90° C

