



Leverantör:
Teleflex

Brilliant Silikonkateter

Kvarliggande 2-vägs urinkateter, 100 % silikon

Helsilikonkateter försedd med en röntgenlinje längs skaftet och en röntgentät spets. Den finns i manligt utförande och är avsedd att användas för urinavlastning antingen transuretralt eller suprapubiskt.

- Vid fyllning med glycerinlösning behöver ballongvolymen ej kontrolleras.
- Om ballongen fylls med sterilt vatten bör ballongvolymen kontrolleras var tredje vecka.
- Provtagning kan göras i katetern, men skall då göras i tratten.
- Rekommenderad kvarliggandetid 10–12 veckor.
- Katetrarna är steriliserade med etylenoxid (ETO).
- Steriltid 5 år.
- Latex- och PVC fri

Latex- och PVC fri

Artikelnr.	Ref.nr.	CH	Spets	Kuff	Längd.	Förp.
10014215	170003-000060	6	Nelaton	1,5	30	5
10014216	170003-000080	8	Nelaton	3	30	5
10012816	170003-000100	10	Nelaton	5	30	5
10014217	170004-000080	8	Tiemann	3	30	5
10013797	170004-000100	10	Tiemann	3	30	5
10012304	850081-000120	12	Nelaton	10	40	5
10012060	170605-000120	12	Nelaton	10	40	10
10012569	850081-000140	14	Nelaton	10	40	5
10012061	170605-000140	14	Nelaton	10	40	10
10011730	850081-000160	16	Nelaton	10	40	5
10012062	170605-000160	16	Nelaton	10	40	10
10011731	850081-000180	18	Nelaton	10	40	5
10012063	170605-000180	18	Nelaton	10	40	10
10012064	170605-000200	20	Nelaton	10	40	10
10012065	170605-000220	22	Nelaton	10	40	10
10012066	170605-000240	24	Nelaton	10	40	10
10013798	170606-000080	8	Centralhål	10	40	10
10013799	170606-000100	10	Centralhål	10	40	10
10012067	170606-000120	12	Centralhål	10	40	10
10012068	170606-000140	14	Centralhål	10	40	10
10012069	170606-000160	16	Centralhål	10	40	10

PB_Brilliant-Silikonkateter-2-vägs_2025-02_V2