



Laryngoskophandtag LED

Laryngoskophandtag med LED-lampa på 50.000 Lux, 10.000 timmars brinntid. Kompatibla med alla grön standard (ISO7376-3) fiberoptiska laryngoskopblad. 1 års garanti. Österilt. Latexfritt. Material: Rostfritt stål

Artikelnummer	Storlek	Modell	Avd. förp.
671067-1	barn / smalt	handtag	1
671067-2	vuxen	handtag	1
671067-3	stubby	handtag	1
671067-100	lampa	LED-lampa	1
Batteri	barnhandtag	2 st 1,5 V AA	-
Batteri	Vuxenhandtag	2 st 1,5V C	-
Batteri	Stubbyhandtag	1 st 3 V CR-123 litiumbatteri	-

Leverantör:

Teleflex
MEDICAL

För mer information / Order

Mediq Sverige AB, Hallabäcksvägen 1, 434 37 Kungsbacka
Tel. 08-88 03 60, www.mediq.se, marknad@mediq.com

2016-06