



Syrgasmask

Syrgasmask - latex- och DEHP fri

Formgjuten syrgasmask med slang, säkerhetsventil, näsklämma och fixeringsband. 2,1 m slang, starlumen knickfri.

Flöden 5-10 l / min.

Osteril, för engångsbruk. Latexfri.

Förp. 50 st.

Material:

Mask: PVC med metallklämma

Slang: PVC

Reservoarpåse: PVC / 750 ml

Ventil: Silikon

Fixeringsband: Polycloroprene

Artikel nummer	Lev. nummer	Beskrivning	Oxygenkoncentr.
10014555	1041S	vuxen, med slang	35-60 %
10014556	1049	vuxen, utan slang	35-60 %
10029431	41042S	barn, med slang	35-60 %
30009542	41050S	barn, utan slang	35-60 %
10012499	41088P	vuxen, för inst. av exakt oxygenkoncentration	35-60 %
50011372	41061	vuxen, reservoarmask kan ändras till oxygenmask	35-60 %
10012517	1115P	syrgasslang, 2,1 m	
10031112	41060S	vuxen, med påse 750 ml, för hög oxygenkoncentration	> 60 %
10012498	41058S	barn, med påse 750 ml, för hög oxygenkoncentration	> 60 %

Leverantör

Medline

För mer information / Order

Mediq Sverige AB, Hallabäcksvägen 1, 434 37 Kungsbacka
Tel. 031-388 90 00, E-mail. kundservice@mediq.com