



Gasvävskompress

Produktbeskrivning

Osteril 16 lagers gasvävskompress med vikta kanter. Kompresserna används för sårvård och såromslag. Före användning på öppna sår måste kompresserna steriliseras med en validerad steriliseringsprocess. Kompresserna är förpackade i steriliserbara papperspåsar.

Sammansättning

Bomull

Krav

Kompressen är en medicinsk produkt i enlighet med MDD, klass 1, regel 4, och uppfyller kraven i direktiv 93/42 / EEG. Kompressen uppfyller kraven i standarden DIN EN 14079 Typ 17. Produkten innehåller inga farliga, giftiga ämnen enligt REACH.

Förpackning

Avdelningsförpackning: papperspåse
Transp.förpackning: kartong gjord av cellulosa

Märkning

CE-märkning och DIN EN ISO 15.223-1 etiketter på alla sina förpackningar.

Lagring

Torr och dammfri

Beställningsinformation

Art.nr.	Storlek	Förp.
10014967	10 x 10 cm	100



Leverantör



NOBAMED Paul Danz AG

För mer information / Order

Mediq Sverige AB, Hallabäcksvägen 1, 434 37 Kungälv
Tel. 031-388 90 00, www.mediq.com

2021-11