



Larynxmasker

Engångs

Unique

Unique larynxmask med integrerad cufftrycksindikator, kg-markering, färgmarkering på förpackningen för snabb och enkel storleksidentifikation. MRI-kompatibel. Masken är tillverkad av PVC och Silikon. Steril, för engångsbruk.

Artikel-nummer	Storlek	Patientvikt Kg	Färgkod	Avd förp
105200-1	1,0	< 5	Vit	10
105200-15	1,5	5 - 10	Orange	10
105200-2	2,0	10 - 20	Lila	10
105200-25	2,5	20 - 30	Blå	10
105200-3	3,0	30 - 50	Grön	10
105200-4	4,0	50 - 70	Gul	10
105200-5	5,0	70 - 100	Röd	10
105200-6	6,0	> 100	Rosa	10

Leverantör

Teleflex

För mer information / Order

Mediq Sverige AB, Hallabäcksvägen 1, 434 37 Kungsbacka
Tel. 031-388 90 00, E-mail. kundservice@mediq.com