

## **Produktbeskrivning**

### **OMRON RS3 Blodtrycksmätare - Utformad för krav på hög kvalitet**

#### **Snabb, smärtfri och individuellt korrekta mätningar från handleden**

OMRON IntelliSense utnyttjar avancerad teknologi för att ge noggranna och bekväma oscillometriska blodtrycksmätningar.

**Snabbt:** Exakt scanning av ett fåtal hjärtslag är allt som krävs för att kunna fastställa det systoliska och diastoliska blodtrycket, samt hjärtfrekvensen. Dessutom garanterar IntelliSense-teknologin en bekvämare och tystare mätning.

#### **Nyhet!** 1276 OMRON RS3



Helautomatisk blodtryck- pulsmätare med ny design och nya funktioner. Handledsmätare med integrerad manschett och mätare. Med Intellisens teknik som mäter på "uppvägen" för minskat tryck i manschetten. Manschetten sätts på undersidan av armen för bekvämare och enklare handhavande. RS3 är utrustad med en extra stor display för lättare

avläsning av resultaten, minnesfunktion som lagrar de 60 senaste resultaten i tid och datum samt ett genomsnitt av de tre senaste resultaten. Kvalitets indikator på resultaten - om personen har rört sig mycket under mätningen eller om personen har oregelbundna hjärtslag (visas med bilder). RS3 styrs av en knapp för lättare handhavande.

- Den senaste Intellisense teknologin.
- Kliniskt godkänd och validerad.
- 1-knapps funktion.
- Manschettindikator som visar **OK** om manschetten sitter rätt.
- Indikator som visar om blodtrycket är inom de rekommenderade värdena.
- Indikator för oregelbundna hjärtslag.
- Indikator som visar om man ej varit stilla under mätningen.
- De senaste 60 mätresultaten lagras i minnet, samt ett genomsnitt av de tre senaste resultaten.
- Lättavläst digital display.
- Integrerad manschett för handled mellan 13,5 och 21,5 cm.
- **OBS! Ny position vid blodtrycksmätning vid handleden.**