

BD Vacutainer® Flashback kanyl



BD Vacutainer® Flashback

- bekräftar att du ligger rätt i venen genom blodsvår
- hjälper dig att sticka rätt första gången
- eliminerar omdragningar av blod - spar tid
- användarvänlig - kräver mindre utbildning
- slutet system - ger säkerhet, mindre blodkontakt
- bättre provkvalitet

BD art nr	Bredd	Längd	Färg	Avd./Transp. förp.
BD Vacutainer® Flashback kanyl				
301746	0,8 mm (21G)	25 mm		50/1000
301747	0,7 mm (22G)	25 mm		50/1000
301748	0,7 mm (22G)	32 mm		50/1000

NEW!