

Mollelast® haft
Mollelast® haft – latexfri
Mollelast® haft, steril



Mollelast haft finns i flera färger. **Vit** består av 66 % viskos och 34 % polyamid. **Blå/röd** består av 56% viskos och 44% polyamid.

Vit finns i bredd från 4-12cm och i både 4m och 20m längd. Blå och röd finns i bredderna 6, 8 och 10cm och i 20m längd.

Längden anger sträckt längd.

Mollelast haft latexfri och steril, finns endast i vit.

Mollelast haft har mikropunkter av latex, som ingår med mindre än 1%.

Mollelast haft latexfri har mikropunkter av hypo-allergent syntetisk adhesiv.

Elasticitet:

Mollelast haft, vit: Längd: 65 % Bredd:50%

Mollelast haft, blå/röd: Längd: 55 % Bredd:50%

Mollelast haft latexfri: Längd: 65 % Bredd:50%

**För ytterligare information,
 var god se bipacksedel.**

Mollelast® haft
Mollelast® haft – latex free

Kohesiv fixerbinda, ren förpackad & steril

Kohesiv fixerbinda som endast fäster i sig själv. Den fastnar inte på hud, i hår eller i kläder.

Används för fixering av bandage, kompresser mm. Endast ett fåtal turer krävs för att bindan skall sitta säkert. Den går att återanvända – man rullar av och på den igen vid ex kompressbyte.

Bindan är **elastisk både på längden, tvären och diagonalt**, vilket gör att man behåller fullgod rörelseförmåga även när man lindar över en led. Denna binda är den enda av sitt slag i Sverige.

| Storlek | Lev.artnr | Avdfp | Trpfp |
|------------------------|-----------|-------|-------|
| Vit | | | |
| 4cmx4m, vit | 30 063 | 1 | 120 |
| 4cmx20m, vit | 30 068 | 1 | 18 |
| 6cmx4m, vit | 30 064 | 1 | 100 |
| 6cmx20m, vit | 30 069 | 1 | 18 |
| 8cmx4m, vit | 30 065 | 1 | 120 |
| 8cmx20m, vit | 30 070 | 1 | 18 |
| 10cmx4m, vit | 30 066 | 1 | 120 |
| 10cmx20m, vit | 30 071 | 1 | 18 |
| 12cmx20m, vit | 30 072 | 1 | 18 |
| Röd | | | |
| 6cmx20m, röd | 30 073 | 1 | 18 |
| 8cmx20m, röd | 30 074 | 1 | 18 |
| 10cmx20m, röd | 30 075 | 1 | 18 |
| Blå | | | |
| 6cmx20m, blå | 30 076 | 1 | 18 |
| 8cmx20m, blå | 30 077 | 1 | 18 |
| 10cmx20m, blå | 30 078 | 1 | 18 |
| Latex fri - vit | | | |
| 4cmx4m, vit | 89590 | 1 | 120 |
| 4cmx20m, vit | 89595 | 1 | 18 |
| 6cmx4m, vit | 89591 | 1 | 100 |
| 6cmx20m, vit | 89596 | 1 | 18 |
| 6cmx20m, vit | 89600 | 6 | 24 |
| 8cmx4m, vit | 89592 | 1 | 120 |
| 8cmx20m, vit | 89597 | 1 | 18 |
| 8cmx20m, vit | 89601 | 6 | 24 |
| 10cmx4m, vit | 89593 | 1 | 120 |
| 10cmx20m, vit | 89598 | 1 | 18 |
| 10cmx20m, vit | 89602 | 6 | 24 |
| 12cmx4m, vit | 89594 | 1 | 100 |
| 12cmx20m, vit | 89599 | 1 | 18 |
| Steril, Vit | | | |
| 4cmx4m, vit | 76721 | 40 | 120 |
| 6cmx4m, vit | 76722 | 50 | 150 |
| 10cmx4m, vit | 76723 | 30 | 90 |