


Compact™ andningssystem

Utdragbart andningssystem

Compact™ är en utdragbar andningsslang som ger användaren ett flertal fördelar. Den levereras i komprimerad form, vilket ökar antalet andningssystem per låda och ger en mer kostnadseffektiv förvaring. Slangen kan expanderas 4-5 gånger den komprimerade längden, och dras lätt ut till önskad längd och läge.

Slangens design minimerar turbulent flöde och ger ett lågt flödesmotstånd. Vid 60 liter/min är flödesmotståndet 1,0 cm H₂O. Slangen har låg vikt, vilket minskar belastningen på patienten.



(st illustrerat)

Artikelnummer	Benämning	Antal/fp
1526000	22mm Compact andningsslang, utdragbar till 2,0m	100 st
1526003	22mm Compact andningsslang, utdragbar till 2,0m	25 st
2150001	22mm Compact andningsslang utdragbar till 1,5m med 2 liter andningsblåsa	70 st
2150004	22mm Compact andningsslang utdragbar till 1,5m med 2 liter andningsblåsa och vinkelkoppling till Aisys	70 st
2151000	22mm Compact andningssystem utdragbar till 2,0m, med fast y-stycke och löstagbart knä	70 st
2151010	22mm Compact andningssystem utdragbar till 2,0m, med fast y-stycke och löstagbart knä	25 st
2157001	22mm Compact andningssystem utdragbar till 3,0m med avtagbart y-stycke, och löstagbart knä med port	30 st
2156000	22mm Compact andningssystem utdragbar till 3,0m inklusive utdragbar slang till 1,5m samt 2 liter andningsblåsa, med fast y-stycke och löstagbart knä	25 st
2155001	22mm Compact andningssystem utdragbar till 3,0m med fast y-stycke inklusive 2 vattenfällor inklusive utdragbar slang till 1,5m samt 2 liter andningsblåsa	12 st
2155006	22mm Compact andningssystem utdragbar till 3,0m med 2 vattenfällor	12 st
2155007	22mm Compact andningssystem utdragbart till 3,0m med fast y-stycke och avtagbart knä med luerport, inklusive 2 vattenfällor och ftalafri samplings slang 3,0m	12 st
2155088	22mm Compact andningssystem utdragbart till 2,0m med fast y-stycke och avtagbart knä med luerport, inklusive 2 vattenfällor och ftalafri samplings slang 2,45m	15 st
2154000	22mm Compact andningssystem utdragbar till 2,0m inklusive utdragbar slang till 1,5m samt 2 liter andningsblåsa	35 st
2163000	15mm Compact andningssystem utdragbart till 3,0m med fast y-stycke och avtagbart knä med luerport	40 st
2158000	22mm Compact andningssystem utdragbart till 3,0m med fast y-stycke och knä med port	40 st