

[Hem](#)[Produkter](#)[Kontakta oss](#)[Historik](#)

Packskynke NMM Soft för sterilisering i ånga.
Mikrokräpptat papper, 60 g/m², av 100 % cellulosa, klorfri.
Innerförpackning inslagen i PE.

| Artnr | Färg varvat | Format | Antal /kartong |
|--------|----------------|--------------|-------------------|
| 263000 | grön/vit | 50 x 50 cm | 500 |
| 263001 | grön/vit | 60 x 60 cm | 500 |
| 263002 | grön/vit | 75 x 75 cm | 250 |
| 263003 | grön/vit | 80 x 80 cm | 250 |
| 263005 | grön/vit | 100 x 100 cm | 250 |
| 263006 | grön/vit | 120 x 120 cm | 100 |

Produkterna är CE-märkta och uppfyller kraven enligt SS-EN868-2
NMM AB är certifierad enligt ISO 13485 och ISO 9001



AB Nordic Medifield Service