

Skuren gasvävskompress

Höggradigt ren

Latexfri

100% blekt bomull

17 trådar

Varp: 104 ± 4

Veft: 72 ± 4



Färg: Vit

Avd fp design: Pappersförpackning

Autoklaverbar: Kan steriliseras i EO och ånga $135\text{ }^{\circ}\text{C}$

CE-märkning: Klass 1 enl MDD

Tillverkning: Kina

Certifiering: ISO 9001:2008 & ISO 13485:2012

Lagring: 5 år från tillverkningsdatum, på torr och sval plats utan direkt solljus eller påverkan från värmekälla

Art nr	Storlek	Antal lager	Avd fp st	Trp fp st
1200001	15 x15 cm	1	500	20 x 500 = 10000
1200002	20 x 20 cm	1	500	20 x 500 = 10000
1200003	30 x 30 cm	1	500	10 x 500 = 5000
1200004	40 x 40 cm	1	500	8 x 500 = 4000
1200005	50 x 50 cm	1	250	10 x 250 = 2500