

Sanicare Urinflaska för män

Urinflaska, i vit polyetylenplast med lock, för män. Volymen är 1000 ml med gradering. Urinflaskan tål värmedesinfektion upp till 90° C .



Urinflaska 2901

Sanicare art nr	2901	2903 (lock)	2902
Antal produkter	1		
Antal produkter/	48		1
Kapacitet, ml	1000		
Vikt per produkt, g	122	5	
Material	Polyeten	Polyeten	
Rengöring, flaska	Tål värmedesinfektion upp till 90°C		

Miljö



Öko-Tex märket innebär att produkterna är tillverkade på ett miljövänligt sätt.

CE

Produkten uppfyller EU:s grundläggande hälso-, miljö- och säkerhetskrav.