

CELLCOMB HEALTHCARE

Cellcomb Healthcare engångsskydd
– enkelt och effektivt



SERVETT DENTAL

Våra engångsservetter är avsedda att användas under undersökning eller operation där liten risk för vätskeutsöndring föreligger. Genom att fästa servetten i en för tandvården avsedd anordning suger den enkelt och effektivt upp eventuellt spill, samtidigt som den skyddar patienten.

PRODUKTBESKRIVNING

Det aktuella skyddet består av ett absorptionskikt av returfiberbaserad tissue som suger upp vätska och ett spärrskikt av polypropylenfilm. Alla Cellcombs produkter är CE-märkta. Produkterna levereras smidigt förpackade i 15 buntar om 100 styck i wellpappkartong.

Artikelnummer	Beskrivning	Mått (cm)	Antal/förp.	Absorptionskikt	Spärrskikt
106002	Cellcomb Servett Dental	40x50	1500 (100-pack)	26,5 gsm blekt returtissue	20 μ blåpräglad polypropylen

