


CELLCOMFORT

Britsskydd/Bäddskydd med spärrskikt



- Mjuk och absorberande med spärrskikt
- Hygieniskt alternativ till textilier, draglakan och britsskydd av papper
- Prasselfritt och starkt material som klarar förflyttning >200 kg
- Håller brits/säng fräsch och underlättar vid rengöring
- Fri från latex och superabsorbenter vilket minskar risk för trycksår och är ett bättre alternativ för miljön
- Smidig och hygienisk förpackning, i kartong med innerpåse, minskar tunga lyft och tar liten plats i förrådet
- Uppfyller kraven på fibersläpp enligt SSEN 13795
- CE-märkt enligt klass 1 för medicintekniska produkter
- Tillverkat i Sverige av >25% förnyelsebar råvara

Artikelnr	Benämning	Mått (cm)	Antal/Kart	Absorptions/Spärrskikt
198001	Cellcomfort draglakan/brits- el bäddskydd med spärrskikt. Märkt med Undersida.	80x160	75	Viskosbaserad nonwoven/PE-film
198004	Cellcomfort draglakan/brits/bäddskydd med spärrskikt. Märkt med Undersida.	80x140	75	Viskosbaserad nonwoven/PE-film
198006	Cellcomfort brits/bäddskydd med spärrskikt	80x210	75	Viskosbaserad nonwoven/PE-film
198007	Cellcomfort brits/bäddskydd med spärrskikt	80x230	50	Viskosbaserad nonwoven/PE-film
198008	Cellcomfort brits/bäddskydd med spärrskikt	80x180	70	Viskosbaserad nonwoven/PE-film

TIPS PÅ ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN:

- Brits på Operation/Dagkirurgi/Mottagningar
- Draglakan/Inkontinensskydd i säng
- Skydd för färdigbäddad säng