



# Helix test

## Indikatorremсор för auto-klav

2-delad multivariabel indikatorremsa lämp-  
lig för alla steriliseringsprocesser i auto-  
klav vid 134°C i 3,5 minuter eller vid 121°C i 15  
minuter.

Helix testen kan användas för att testa ihå-  
liga instrument eller instrument med liten  
lumen. Färgförändring från ljus grönt till  
mörkt.

### Certifieringar och miljökrav:

Klass 4 - 14001:2005 EN 867-5

**Hållbarhet:** 4 år från tillverkningsdatum

## Produktspecifikation:

Artikelnummer	Ref.nr	Beskrivning	Avd. förp.
10015710	HX400		25 st
10016100	HX100	Indikator inkl. hållare	25 st

Leverantör

**Wipak**