

LARYNGOLOGI

METALLSUG MEDIPLAST® TYP BRONKOSKOPI

Med transparent handtag och sugkontroll

6061616232VC	2,0 x 300 mm
6061616233VC	3,0 x 300 mm
6061616234VC	4,0 x 300 mm

6061616242VC	2,0 x 400 mm
6061616243VC	3,0 x 400 mm
6061616244VC	4,0 x 400 mm

6061616252VC	2,0 x 500 mm
6061616253VC	3,0 x 500 mm
6061616254VC	4,0 x 500 mm

6061616262VC	2,0 x 550 mm
6061616263VC	3,0 x 550 mm
6061616264VC	4,0 x 550 mm



METALLSUG MEDIPLAST® FÖR TONSILLEKTOMI

Med transparent handtag och sugkontroll

6066502040	4,0 x 190 mm
------------	--------------



PLASTSUG MEDIPLAST®

6066101023	2,0 x 100 mm	grön	enkelböjd, kort
6066101023BP	2,0 x 100 mm	grön	enkelböjd, kort
6066101627	2,0 x 160 mm	grön	dubbelböjd
6066100627	2,0 x 160 mm	grön	enkelböjd
6066101635	3,0 x 160 mm	blå	dubbelböjd
6066100635	3,0 x 160 mm	blå	enkelböjd
6066100635BP	3,0 x 160 mm	blå	enkelböjd
6066101643	4,0 x 160 mm	vit	dubbelböjd
6066100643	4,0 x 160 mm	vit	enkelböjd
6066100643BP	4,0 x 160 mm	vit	enkelböjd



SINUS KATETER PSC MEDIPLAST®

Post Operativ Maxillarsinus kateter för bihålesköljning

6066505	Kateter för bihålesköljning PSC, Steril
---------	---

