



FÖR EN RENARE OCH SÄKRARE SJUKVÅRD

Spatelomaten - hygienisk spatelhantering



Spatelomaten kan bidra till att minska spridningen av multiresistenta bakterier inom sjukvården. Behållaren i rostfritt stål är en hygienisk och lättanvänd produkt anpassad för spatlar i vårdmiljö.



FÖR EN RENARE OCH SÄKRARE SJUKVÅRD

Fakta

Våra händer är en av de vanligaste spridningsvägarna för vårdrelaterade infektioner. 30% av vårdskadorna i Sverige beror på infektioner, och 10% av patienterna som läggs in för akut sjukvård läggs in på grund av en vårdrelaterad infektion. (Socialstyrelsen)

Vad

Spatelomaten är en patentsökt behållare för spatlar som kan minska spridningen av bakterier och virus. Behållaren är gjord helt i rostfritt stål vilket gör den tålig och enkel att hålla ren.

Hur

Spatelomaten fästes på väggen i undersökningsrummet. Genom att dra i haspen på sidan trycker man fram en spatel åt gången. Spatelomaten gör hanteringen av spatlar bättre på flera nivåer:

- Kan minska risk för vårdrelaterade infektioner och spridning av multiresistenta bakterier
- Tål diskdesinfektor och kan spritas av med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel
- Skyddar spatlarna från kontaminering
- Hygienisk och platsbesparande

Välkommen att kontakta oss!



Consalus AB
Långnäsvägen 23
663 41 HAMMARÖ

070-6409937

info@consalus.se
www.consalus.se

Godkänd för F-skatt