



Steriliseringspåse Tyvek®

Steriliseringspåse slät för låg temperatur

Steriliseringspåse av Tyvek® / laminat är avsedd för förpackning av produkter som inte är lämpliga för ångsterilisering. Wipak laminat-påse är gjord av klar polyetenfilm och ett poröst polyetenmaterial som tillverkas av DuPont™. Lämplig användning väteperoxid, formalin och etylenoxid. Förpackade produkter kan lätt identifieras genom plastfilmen. Tryck med väteplasma-process indikator, förseglingsstemperatur av 120-130°C

Förpackningar skall lagras torrt och dammfritt i rumstemperatur, skyddat från solljus.

| Art.nr | Ref.nr | Storlek | Förp. |
|----------|---------|--------------|------------|
| 10015870 | LTS7520 | 75 x 200 mm | 200 / 1000 |
| 10015867 | LTS1530 | 150 x 300 mm | 200 / 1000 |
| 10016222 | LTS1644 | 160 x 440 mm | 200 / 600 |
| 10015868 | LTS1660 | 160 x 600 mm | 200 / 600 |
| 10015869 | LTS2038 | 205 x 380 mm | 200 / 1200 |
| 10016223 | LTS2538 | 250 x 380 mm | 200 / 600 |
| 10016224 | LTS2550 | 250 x 500 mm | 200 / 600 |

Leverantör

WIPAK

För mer information / Order

Mediq Sverige AB, Hallabäcksvägen 1, 434 37 Kungälv
Tel. 031-388 90 00, E-mail. kundservice@mediq.com

2022-10