



## BEFUKTNINGSKAMMARE

Befuktningsskammare för vuxna.

- Passar till alla befuktningsskammare i MR-serien
- Automatisk påfyllning
- Mekanism med dubbel flottör erbjuder ökad patientsäkerhet samtidigt tillsammans med en konstant vattennivå
- Konsekvent pressvolym erbjuder konsekvent matning av föreskriven vågform

| Artikelnummer | Antal/Fp |
|---------------|----------|
| 10015882      | 10 st    |

Leverantör

**Fisher & Paykel**  
HEALTHCARE

För mer information / Order

Mediq Sverige AB, Hallabäcksvägen 1, 434 37 Kungsbacka  
Tel. 031-388 90 00, [www.mediqsverige.se](http://www.mediqsverige.se)