

Bröstmjolk

Förvaringsflaskor av polypropylen



Till följd av återkommande rapporter och rykten om polykarbonatflaskor och bisphenol A har Sterifeed beslutat sig för att lansera ett sortiment bisphenol A-fria polypropylenflaskor, för att ge kunder som oroar sig en valmöjlighet utan att minska på klarheten i flaskorna.

Tillverkade av polypropylen med hög klarhetsgrad. Det är kraftiga och styva flaskor med noggranna graderingar och som är tillverkade av ett splitterfritt material. Kan användas för pastörisering och infrysning.

Polypropylenflaskan kan återanvändas efter att ha diskats med en flasktvättmaskin med en desinficeringscykel.

Sterila engångsförvaringsflaskor i polypropylen

Produktkoder

- 12100 – 50 ml – i manipuleringskyddande påsar
- 14101 – 130 ml – i manipuleringskyddande påsar
- 14102 – 250 ml – i manipuleringskyddande påsar

Sterila förvaringsflaskor i polypropylen för återbruk

Produktkoder

- 14189 – 130 ml – i manipuleringskyddande påsar
- 14190 – 250 ml – i manipuleringskyddande påsar

STERIFEED
.com

Återförsäljs av:
Cetro AB
Box 12324
102 28 Stockholm
Tele. 08-44 82 103
E-post: cetro@cetro.se
Webbida: cetro.se

TAR HAND OM DIN BABY



RISKFRI PASTÖRISERING

Manipuleringskyddade förvaringsflaskor med sigill

Den kanske viktigaste nyheten från STERIFEED är den induktionsförseglade lockförslutningen för förvaringsflaskor som sörjer för absolut säkerhet under pastörisering och transport till användningsstället.

Förslutningen används tillsammans med STERIFEED:s temperaturlogger som bekräftar att flaskan har pastöriserats i enlighet med publicerade medicinska normer med identifiering av källa, formel eller givare.

Säkerhetsförseglingen förhindrar att inte ens ytterst små mängder vatten kan kontaminera mjölken under pastörisering och kylning.

I förseglingen ingår en flik så att man inte behöver ta på flaskans hals för att avlägsna den manipuleringskyddande folieförseglingen.

Tack vare den nya metoden kan många läkare nu sluta oroa sig över om pastöriserad bröstmjök hanteras på ett professionellt sätt eller inte.

Arbetskostnaderna ökar inte och kostnaden för själva behållarna stiger bara marginellt. En engångskostnad tillkommer för STERIFEED:s induktionsförseglare.



STERIFEED
.com

Medicare Colgate Ltd
Post Cross Business Park, Cullompton, Devon,
EX15 2BB, England
Tel: 01884266 666 Fax: 01884266 333
E-mail info@sterifeed.com
web www.sterifeed.com

TAR HAND OM DIN BABY

