

## Tissue storage . Benburk

För förvaring, transport och ner frysning.



| Produktnummer | Volym (mL) |            | Diameter (mm) |            | Höjd      |            | Färg        | Hållbarhet |
|---------------|------------|------------|---------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|
|               | Inre burk  | Yttre burk | Inre burk     | Yttre burk | Inre burk | Yttre burk |             |            |
| CDR7000AU     | 250        | 500        | 72/80,2       | 86,5/95,2  | 81,5      | 105,3      | Transparant | 4 år       |