

[Hem](#)[Produkter](#)[Kontakta oss](#)[Historik](#)

#### NMS Kuddhögtalarskydd

Sydd av vit nonwoven med ena kortsidan lämnad öppen.  
Packade 50 per PE-påse x 10/kartong.



| Artnr  | Produkt                                       | Förpackning |
|--------|---|-------------|
| 354910 | Kuddhögtalarskydd 17x35 cm                    | 500 st      |
| 354928 | Kuddhögtalarskydd 20x23 cm                    | 500 st      |
| 355000 | Kuddhögtalarskydd m tape,<br>8x11 cm för Best | 500 st      |



AB Nordic Medifield Service